

NYHED

SenSura[®] Mio

1-dels Post Op – ny steril pakning

Et bredt sortiment betyder, at der kan anvendes et SenSura Mio produkt **direkte efter operationen.**

Nu kan patienterne drage fordel af SenSura Mio **fra dag ét.**

0.1

~L

SenSura[®] Mio

SenSura[®] Mio

Som alle andre SenSura® Mio produkter er de nye produkter også udviklet ud fra BodyFit Technology® for at skabe en sikker og komfortabel tilpasning, uanset kroppsfacon. Den unikke elastiske klæber følger kroppens bevægelser, når man bøjer og strækker sig, hvilket giver en større frihed til at kunne leve det liv, man ønsker, og til at bevæge sig frit.



Fordelene ved de NYE SenSura Mio 1-dels Post Op produkter:



Post-op vinduet sikrer direkte adgang til inspektion af stomien.



Effektivt udløb med blødt post-op udløb.



Alle poser med standard konektor kan tilsluttes det bløde post-op udløb.



Måleskala på transparente poser indikerer, hvor meget output der er i posen.

NY steril pakning



Produkt navn	Varenummer	Antal pr. æske
SenSura Mio Post Op med post-op vindue og blødt post-op udløb - steril		
Transparent, post-op vindue, post-op udløb, måleskala, opklipbar 10-70 mm	18680	5
Transparent, post-op vindue, post-op udløb, måleskala, opklipbar 10-100 mm	18681	5
SenSura Mio Post Op med post-op vindue og blødt post-op udløb - usteril		
Transparent, post-op vindue, post-op udløb, måleskala, opklipbar 10-70 mm	18690	5
Transparent, post-op vindue, post-op udløb, måleskala, opklipbar 10-100 mm	18691	5