


Medicina Ryles polyurethan ernæringssonder uden guidewire

Pakningen indeholder sonde og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende bl.a. informationer om sondens størrelse og anlæggelse .



Anvendelse

Medicina polyurethan Ryles sonde/duodenalsonde uden guidewire er udviklet til drænage/aspiration, men kan som den eneste sonde tillige bruges til ernæring. Herved undgår patienten det ubehag, som følger ved at skulle have anlagt to forskellige sonder. Sonden er velegnet til korttidsbrug op til 28 dage til anlæggelse i maven. Dog anbefales der skift hver 14. dag, hvis patienten er i respirator pga. forhøjet risiko for infektioner.

Den leveres i otte forskellige varianter (FR). Sonden er blød og udviklet til børn og voksne, som har brug for drænage/aspiration og ernæring i en kortere periode. Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH teststrimmel. Disse sonder er blødere og glattere end normale PVC Ryles sonder/duodenalsonder, hvorved risikoen for tryk-skader minimeres.

Egenskaber

Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.

Afrundet, lukket spids med 4 laterale uskarpe huller

Afstandsmarkeringer (1 cm. afstand) til kontrol af sondens beliggenhed

Har røntgenfast stribe (40% Bariumsulfat og fylder 20% af sondens diameter). Lyser tydeligt op ved røntgen

Har ENFit kobling samt kobling til drænage/aspiration

Sortiment.

RT6/80L	6FR x 80 cm (50)
RT8/80L	8FR x 80 cm (50)
RT10/100L	10FR x 100 cm (50)
RT12/100L	12FR x 100 cm (50)
RT14/100L	14FR x 100 cm (50)
RT16/100L	16FR x 100 cm (50)
RT18/100L	18FR x 100 cm (50)



Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

