


# Medicina polyurethan nasojejunal sonder med guidewire

Pakningen indeholder sonde og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende bl.a. Informationer om anlæggelse og sondens størrelse.



## Anvendelse.

Medicina polyurethan nasojejunal sonder med guidewire er velegnet til langtidsbrug til anlæggelse i jejunum. Sonden er blød og udviklet til børn og voksne, som har brug for ernæring i en kortere periode. Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH- teststrimmel.

## Egenskaber.

- Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.
- Distalt uskrapet hul samt laterale uskarpe huller
- Afstandsmarkeringer (1 cms afstand) til kontrol af sondens beliggenhed
- Har radiofast stribe (40% Bariumsulfat og fylder 20% af sondens diameter). Lyser tydeligt op ved røntgen
- Har ENFit kobling— ISO 80.369-3
- Kan ligge op til 60 dage

## Sortiment.

**NJP6/120L** 6FR x 120 cm (10)

**NJP8/120L** 8FR x 120 cm (10)

**NJP8/130L** 8FR x 130 cm (10)

**NJP10/130L** 10FR x 130 cm (10)



Hardam A/S  
Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro  
Telefon 9742 3233  
Email: [Post@hardam.dk](mailto:Post@hardam.dk)  
[www.hardam-shop.dk](http://www.hardam-shop.dk)

