



AURUM 2™ CONVEX LUKKET


Weland Medical anvender udelukkende naturlige ingredienser i deres hydrocolloide klæber på Aurum 2™, herunder medicinsk 16+ (UMF) Manuka Honning.

Aurum 2™ er samtidig markedets eneste system med en dobbelt sammenkobling af pose og hudplade. Vi kalder sammenkoblingen Klik & Klæb.

Aurum 2™ Convex har en blød temperaturfølsom konveksitet, der bliver blødere ved kropsvarmen. Det skaber en lækagefri og meget komfortabel vedhæftning.

POSER

Mini (195 ml)	XMH2C445	XMH2C455		30	8
Midi (295 ml)	XMH2C545	XMH2C555	XMH2C570	30	8
Maxi (445 ml)	XMH2C145	XMH2C155	XMH2C170	10	12





| ANDKÆRVEJ 16 | 7100 VEJLE | STOTEC@STOTEC.DK | TLF: 75 84 11 66