

KoloBa™ Snap-on 2-dels click system

Kolostomi poser



2-dels click system som passer til ErgoNordic SnapOn plade. Pose og plade klikkes sammen.

Ringen på pladen kan løftes, så posen let klikkes på med fingrene.

Det første 2-dels system med sort pose.



Kulfiltret er beskyttet af en unik ekstra mellemvæg med luftkanaler, som gør at filtret ikke stopper til.

Posen er dækket af et blødt non-woven materiale med delt forside, for inspektion af stomien.



Varenr.	Produkt
7-220375	Snap on plade 45 mm / 15-35 mm opklippelig
7-220383	Snap on plade 57 mm / 15-40 mm opklippelig
7-220394	Snap on convex plade 57 mm / 15-35 mm opklippelig
7-733183	2 dels lukket pose 45 mm, sort
7-733184	2 dels lukket pose 57 mm, sort