

Promal Grundrens

Prof. Koncentreret rengøringsmiddel

Varenummer 2264070

Produktbeskrivelse

Promal grundrens er et effektivt virkende rensmiddel der effektivt løser og opløser skidt og snavs, såsom nikotin, sod, fedt fra mados, pollen og meget mere.

Anvendelsesområder

Til almindelig vedligeholdende rengøring og til grundrengøring inden malebehandling.

Underlag

Almindelige faste og hårde underlag, såsom træ, glas, tapet, metal m.m.

Behandling

Grundrengøringsmidlet blandes med vand i forholdet 1:10. Ved stærk tilsmudsning, kan produktet anvendes i mere koncentreret form og fortyndes da efter behov.

For effektiv rengøring:

Arbejd med to spande og to svampe/klude/børster, når du vasker ned; en spand med rengøringsmiddel og en spand med rent vand. Påfør rengøringsvandet med svamp/børste/klud og bearbejd overfladen. Brug derefter svampen/kluden fra det rene vand, til at fjerne opløst skidt og snavs.

Særligt genstridige pletter kan forsøges fjernet med koncentreret grundrens, hvorefter der afvaskes med rigeligt vand. *Kontroller altid på et mindre og ikke så synligt område, at den aktuelle overflade tåler koncentreret grundrens, inden pletfjerningen foretages.*

Ved anvendelse af koncentreret grundrens, bør du bære handsker og beskyttelsesbriller, da det koncentrerede produkt er ætsende.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiørmæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. *Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.*

Type: Rengøringsmiddel

Anvendelsesområder:

Rengøring inden malebehandling

Virksomme stoffer:

Nonioniske tensider, natriumhydroxid og kaliumkarbonat

Fortynding: 1:20 (½ liter/10 liter vand)

Densitet: ca. 1 kg/l ISO 2811

PH værdi koncentrat: 11,5

PH værdi brugsklar (1:20): ca. 10,5

Forbrug: -

Virketid v. 23°C/50% RF:

Afhængig af fortynding – få minutter til 1 time.

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C.

(underlag og omgivelser)

Rengøring af værktøj:

Vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

Min. 2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 1 liter.

Farver: Klar/lys blå

MAL-kode: 00-3

CLP symboler:



CLP signalord: Fare

Dokumentdato: 070217

Ændret: 07122018