

## Ileostomi poser 2-dels

### Lav profil

Et to-dels system som ikke fylder mere end et en-dels. Det er meget diskret og kan bruges i alle situationer

### Stærk

Stærk klæber mellem pose og plade, der giver ekstra sikkerhed. Posen kan løsnes og sættes på pladen igen ved behov.

### Lettere tømning og rengøring

Ny blød fleksibel lukkemekanisme tillader lettere tømning og rengøring. Meget stabil og nem at håndtere.

### Maksimalt sikkerhed

Blød "integreret" åbne-lukkemekanisme for maksimal sikkerhed.

### Diskret

Lukkemekanismen kan foldes op og gemmes væk under stofbeklædningen på posen. Dette giver ekstra komfort og diskretion.

### Nem montering

En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen. Let, nemt og simpelt at sætte sammen - hver gang.



#### STOR POSE Beige med delt forside

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-32 mm	675 ml	30	HDDL1332
13-50 mm	610 ml	30	HDDL1350
13-70 mm	535 ml	30	HDDL1370

#### STOR POSE Klar

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-50 mm	610 ml	30	HDDLT1350
13-70 mm	535 ml	30	HDDLT1370

#### STANDARD POSE Beige med delt forside

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-32 mm	550 ml	30	HDD1332
13-50 mm	490 ml	30	HDD1350
13-70 mm	425 ml	30	HDD1370

#### MINI POSE Beige med delt forside

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-32 mm	350 ml	30	HDDS1332
13-50 mm	325 ml	30	HDDS1350
13-70 mm	250 ml	30	HDDS1370