

Medicina ENFit flaskeadaptere

Medicina flaskeadaptere er fremstillet af PVC. Latex og DEPH free.

Anvendelse.

Flaskeadaptere med ENFit konnektor sættes i flaskehalsen på flydende medicin. ENfit sprøjten sættes på flaskeadapteren, og der kan trækkes medicin op. Flaskeadapteren er medvirkende til at reducere "dead space" i ENFit enteral sprøjten, således nøjagtigheden højnes. Den reducerer ligeledes medicinspild og forbedrer hygiejnen.



BA01L Trap flaskeadapter, steril (50)

BA01L B Trap flaskeadapter, usteril (50)



BA05L 18,5—20,5 mm flaskeadapter, steril , (50)



BA02L 15—16,5 mm flaskeadapter, steril (50)

BA02L B 15—16,5 mm flaskeadapter, usteril (50)



BA06L 20—21,5 mm flaskeadapter, steril (50)



BA03L 18—19,5 mm flaskeadapter, steril (50)

BA03L B 18—19,5 mm flaskeadapter, usteril (50)



BA07L 10,5—11 mm flaskeadapter, steril (50)

(Obs. Kun OT01LD og OT25LD der passer ned i disse)



BA04L 25,5—27 mm flaskeadapter, steril, (50)

BA04L B 25,5—27 mm flaskeadapter, usteril, (40)



BA08L 15,5—18 mm flaskeadapter, steril (50)