

Medicina ENFit tilbehør

Medicina tilbehør med ENFit er fremstillet af PVC - DEHP, Latex og ftalat fri. Stumpkanyler og hætter indeholder ikke PVC. Kanylerne indeholder tillige rustfristål.

Anvendelse.

Medicinrør må kun anvendes til samme flaske med flydende medicin. Mælkerør/enterale kanyler

må kun anvendes til samme barn/patient. Male hætter kan anvendes til sprøjter m/u lav dosis og female hætter anvendes til sutumpkanyler



C005L Medicinrør (50)



MN01L Enteral stump kanyle (50)



C020L 20 cm Mælkerør (50)

C014L 14 cm Mælkerør (50)

C010L 10 cm Mælkerør (50)



MN02L Enteral stump kanyle med filter (50)



MF01L Filterrør (50)



M158/1LD Male hætte (single) (50)

M158/8LD Male hætte 50 pakker à 8 stk. (400)



ML02L Female hætte (50)



Hardam A/S
Fabersvej 15, 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

