

Medicina ENFit Flergangssprøjter

Medicina ENFit sprøjter (flergangs) er fremstillet af polypropylen. Hver sprøjte er sterilt pakket. Ligger i lag med 6-11 sammenhængende sprøjter.

Anvendelse.

Kan genbruges 35 gange eller i op til 7 dage—rengøringsvejledning forefindes.

LHE01LD 1 ml lav dosis flergangs enteral ENFit sprøjte (100)




LHE25LD 2.5 ml lavdosis flergangs enteral ENFit sprøjte (100)




LHE05 5 ml flergangs enteral ENFit sprøjte (100)



LHE10 10 ml flergangs enteral ENFit sprøjte (100)



LHE20 20 ml flergangs enteral ENFit sprøjte (80)



LHE60 60 ml flergangs enteral ENFit sprøjte (60)



H
HARDAM

Kirstine Hardam A/S
Fabersvej 15, 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

