

Ileostomi poser 2-dels

Lav profil

Et to-dels system som ikke fylder mere end et en-dels. Det er meget diskret og kan bruges i alle situationer

Stærk

Stærk klæber mellem pose og plade, der giver ekstra sikkerhed. Posen kan løsnes og sættes på pladen igen ved behov.

Lettere tømning og rengøring

Ny blød fleksibel lukkemekanisme tillader lettere tømning og rengøring. Meget stabil og nem at håndtere.

Maksimalt sikkerhed

Blød "integreret" åbne-lukkemekanisme for maksimal sikkerhed.

Diskret

Lukkemekanismen kan foldes op og gemmes væk under stofbeklædningen på posen. Dette giver ekstra komfort og diskretion.

Nem montering

En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen. Let, nemt og simpelt at sætte sammen - hver gang.



STOR POSE Beige med delt forside

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-32 mm	725 ml	30	HDDL1332
13-50 mm	725 ml	30	HDDL1350
13-70 mm	560 ml	30	HDDL1370

STOR POSE Klar

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-50 mm	725 ml	30	HDDL1350
13-70 mm	560 ml	30	HDDL1370

STANDARD POSE Beige med delt forside

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-32 mm	585 ml	30	HDD1332
13-50 mm	540 ml	30	HDD1350
13-70 mm	435 ml	30	HDD1370

MINI POSE Beige med delt forside

STØRRELSE	VOLUMEN	ANTAL	VARENR
13-32 mm	400 ml	30	HDDS1332
13-50 mm	355 ml	30	HDDS1350
13-70 mm	270 ml	30	HDDS1370