


Medicina polyurethan ENFit ernæringssonder uden guidewire



Anvendelse

Medicina polyurethan sonde uden guidewire er velegnet til korttidsbrug (< 30 dage) til anlæggelse i ventriklen. Sondens er blød og primært udviklet til neonatale og børn. Den leveres i seks forskellige varianter (FR), og kan med fordel også bruges til voksne, som har brug for ernæring i en kortere periode. Sondens er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH strimmel.

Egenskaber

- Sondens er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.
- Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller, for at mindske risikoen for perforation ved anlæggelse
- Afstandsmarkeringer (1 cm's afstand) til kontrol af sondens beliggenhed
- Har røntgenfast stribe (40% Bariumsulfat og fylder 20% af sondens diameter). Lyser tydeligt op ved røntgen
- Har ENFit kobling

Sortiment

LG4/40 4FR x 40 cm (50)

LG4/50 4FR x 50 cm (50)

LG4/80 4FR x 80 cm (50)

LG5/40 5FR x 40 cm (50)

LG5/50 5FR x 50 cm (50)

LG5/80 5FR x 80 cm (50)

LG6/40 6FR x 40 cm (50)

LG6/50 6FR x 50 cm (50)

LG6/80 6FR x 80 cm (50)

LG6/120 6FR x 120 cm(50)

LG8/40 8FR x 40 cm (50)

LG8/50 8FR x 50 cm (50)

LG8/80 8FR x 80 cm (50)

LG8/120 8FR x 120 cm (50)

LG10/80 10FR x 80 cm (50)

LG10/120 10FR x 120 cm (50)

LG12/80 12FR x 80 cm (50)

LG12/120 12FR x 120 cm (50)

LG14/80 14FR x 80 cm (50)

LG14/120 14FR x 120 cm (50)



Hardam A/S
Fabersvej 15, 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

