


# Medicina polyurethan ENFit ernæringssonder uden guidewire



## Anvendelse

Medicina polyurethan sonde uden guidewire er velegnet til korttidsbrug (< 30 dage) til anlæggelse i ventriklen. Sondens er blød og primært udviklet til neonatale og børn. Sondens er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH strimmel.

## Egenskaber

- Sondens er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.
- Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller, for at mindske risikoen for perforation ved anlæggelse
- Afstandsmarkeringer (1 cm's afstand) til kontrol af sondens beliggenhed
- Har røntgenfast stribe (40% Bariumsulfat og fylder 20% af sondens diameter). Lyser tydeligt op ved røntgen
- Har ENFit kobling

## Sortiment

<b>CG4/50</b>	4FR x 50 cm (50)
<b>CG5/40</b>	5 FR x 40 cm (50)
<b>CG5/50</b>	5FR x 50 cm (50)
<b>CG5/80</b>	5FR x 80 cm (50)
<b>CG6/50</b>	6FR x 40 cm (50)
<b>CG6/80</b>	6FR x 80 cm (50)
<b>CG6/120</b>	6FR x 120 cm (50)
<b>CG8/50</b>	8FR x 50 cm (50)
<b>CG8/80</b>	8FR x 80 cm (50)
<b>CG8/120</b>	8FR x 120 cm (50)



Hardam A/S  
Fabersvej 15, 7500 Holstebro  
Telefon 9742 3233  
Email: Post@hardam.dk  
www.hardam-shop.dk

