



## LoFric familien

- Et kateter til enhver person,
- et kateter til enhver situation
- Det miljøvenlige valg\*

## LoFric Insti-Cath – friktionsfri instillation

LoFric<sup>®</sup> Insti-Cath<sup>™</sup> anvendes til instillation af farmaka i blæren. Kateteret har Urotonic<sup>™</sup> Surface Technology (UST) overfladeteknik for at minimere risikoen for komplikationer. Det er forsynet med en speciel konnektor (Luer-lock), således at spild og lækage undgås. Findes i mange størrelser til mænd, kvinder og børn.

### Fordele

- Luer-lock, en sikker konnektor, som nedsætter risikoen for spild og lækage. Farmaka holdes adskilt, hvorved eksponering undgås
- Afrundede kateterhuller
- Dokumenteret sikkerhed ved langtidsanvendelse
- UST er sikkerhed for minimal friktion og maksimal komfort
- PVC-frit og miljøvenligt

## Anvendelse

LoFric® Insti-Cath™ anvendes til instillation.

## Egenskaber

LoFric Insti-Cath er et engangskateter beregnet til instillation af farmaka i blæren. Det er forsynet med en unik konnektor (Luer-lock), der både er meget sikker og brugervenlig. Risikoen for spild og lækage nedsættes med LoFric Insti-Cath, og giftige farmaka forbliver i det lukkede system, hvorved eksponering undgås.

LoFric Insti-Cath har den unikke Urotonic™ Surface Technology overfladeteknik. Den specielle overflade består af PVP og salt og holder kateteret fugtigt under hele instillationen. Fordelen ved dette er minimal friktion og dermed mindre risiko for skader og komplikationer. Kateterspidsen og kateterhullerne er let afrundede. LoFric Insti-Cath PVC-frit har en fleksibilitet, som gør kateteret let at holde på og føre ind.

## Miljø

LoFric Insti-Cath PVC-frit er det direkte svar på brugernes, sygehuspersonalets og myndighedernes høje miljøkrav. De efter

spørger det bedste tilgængelige materiale, som både kombinerer gode produktegenskaber og bedste performance.

LoFric Insti-Cath PVC-frit er fremstillet i POBE, som er et materiale, der er optimeret specifikt til LoFric® familien.

I et videnskabeligt forsøg, udført af IVL Svenska Miljöinstitutet, sammenlignes forskellige plastmaterialers miljøpåvirkning og livscyklus ved fremstilling af råkatetre. I artiklen har man, via tre impact assessment methods, kunnet bevise, at det nye materiale POBE er et mere miljøvenligt valg sammenlignet med øvrige materialer på markedet.

## Materiale

POBE består af polyolefinbaseret elastomer, som er et elastisk ftalat-frit materiale. POBE kombinerer PVC-materialets gode egenskaber med en uovertruffen miljøvenlig profil. Polyolefiner, der er basen for LoFric Insti-Cath, består af polymerer, som kun indeholder kulstof, brint og ilt. Produktet er CE-mærket.

## Patientsikkerhed

LoFric har været på markedet i mere end 30 år. I årenes løb har det opnået bred anvendelse inden for intermitterende kateterisering, dilatation og instillation – og er et af de mest veldokumenterede i verden. Der findes overbevisende klinisk evidens på, at LoFric er sikker ved langtidsanvendelse. Et stort antal langtidsstudier viser entydigt positive resultater. Studierne er tilgængelige via Wellspect HealthCare.

## Sterilisering og holdbarhed

Alle katetre er strålesteriliserede (Betasterilisering). Steriliseringskontrol udføres af Wellspect HealthCare i Mölndal.

Oplysning om seneste, anbefalede anvendelsesdag er påtrykt pakningen.

## Sortiment

Det brede udvalg af størrelser og varianter gør, at der findes et kateter til ethvert behov og krav. Nelaton-spidsen er lige og er målrettet kvinder, mænd, teenagere og børn. Tiemann-spidsen har en bøjet spids, hvilket gør den velegnet til mænd med snæver urinvejspassage – eksempelvis grundet forstørret prostata eller strikturer.

### LoFric® Insti-Cath™ PVC-frit (POBE)

Ref.nr.	Type	Længde	Størrelse
407 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 08
407 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 10
407 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 12
407 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 14
408 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (pæd)	20 cm	CH 08
408 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (pæd)	20 cm	CH 10
408 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton	20 cm	CH 12
408 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton	20 cm	CH 14

Æske: 30 stk. / Transportkarton: 4 x 30 stk. = 120 stk.

Referencenumre markeret med (pæd) er særligt velegnede til børn

### LoFric® Insti-Cath™

Ref.nr.	Type	Længde	Størrelse
82 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann	40 cm	CH 08
82 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann	40 cm	CH 10
82 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann	40 cm	CH 12

Æske: 25 stk. / Transportkarton: 4 x 25 stk. = 100 stk.

**Kundeservice træffes på  
Telefon 4362 4332 og  
info.dk@wellspect.com**

**Besøg [www.loflic.dk](http://www.loflic.dk)**