

NYHED

SenSura® Mio

1-dels High Output

– til ileostomiopererede
og postoperativt brug

Et bredt sortiment betyder, at alle
kan finde et SenSura Mio produkt,
som **passer til deres behov.**

Nu kan patienterne drage fordel
af SenSura Mio **fra dag ét.**

SenSura® Mio

Som alle andre SenSura® Mio produkter er de nye produkter også udviklet ud fra BodyFit Technology® for at skabe en sikker og komfortabel tilpasning, uanset kropsfacon. Den unikke elastiske klæber følger kroppens bevægelser, når man bøjer og strækker sig, hvilket giver en større frihed til at kunne leve det liv, man ønsker, og til at bevæge sig frit.



Fordelene ved de NYE SenSura Mio 1-dels High Output produkter:



Effektivt udløb med blødt post-op udløb, som kan skjules i lommen foran.




Alle poser med standard konektor kan tilsluttes det bløde post-op udløb.



Vælg en flad eller en Convex basisplade, afhængig af hvor meget stomien har behov for at blive skubbet frem.



Findes både som 70 mm og 100 mm, som er til store og komplicerede stomier.



Måleskala på transparente poser indikerer, hvor meget output der er i posen.

Produktnavn

Varenummer Antal pr. æske

SenSura Mio High Output med blødt post-op udløb – Flad klæber

Neutral grå, post-op udløb, inspektionsvindue, opklipbar 10-70 mm	18660	10
Neutral grå, post-op udløb, inspektionsvindue, opklipbar 10-100 mm	18661	10
Transparent, post-op udløb, måleskala, opklipbar 10-70 mm	18665	10
Transparent, post-op udløb, måleskala, opklipbar 10-100 mm	18666	10

SenSura Mio High Output med blødt post-op udløb – Convex Blød



Neutral grå, post-op udløb, inspektionsvindue, bælteører opklipbar 10-50 mm	18670	10
Transparent, post-op udløb, måleskala, bælteører, opklipbar 10-50 mm	18671	10

SenSura Mio High Output med blødt post-op udløb – Convex Light



Neutral grå, post-op udløb, inspektionsvindue, bælteører, opklipbar 10-43 mm	18675	10
Transparent, post-op udløb, måleskala, bælteører, opklipbar 10-43 mm	18676	10