

Cutimed® Siltec®



@BSNmedical

Skumforbinding med kontaktlag af silikone

Cutimed® Siltec - skumforbindingen til smertefri forbindingsskift og optimal væskehåndtering. Det perforerede kontaktlag af silikone hæfter skånsomt mod den hud, der omgiver såret, og klæber samtidig ikke til den fugtige sårbund. Det giver patienten et smertefrit forbindingsskift og beskytter samtidig det nydannede, sarte væv.

Med Cutimed Siltec sker der en direkte vertikal absorption af sårveske fra såret. De indlejrede superabsorbenter sørger for en pålidelig væskeretention og filmen på oversiden har en dynamisk fordampningsevne. Alt dette gør, at forbindingen skaber optimale betingelser for sårheling i et fugtigt miljø. Uanset om såret væsker lidt, moderat eller rigeligt.

Cutimed Siltec

En formbar forbinding uden hæftkant, der kan anvendes på op til kraftigt væskende sår.

Kontaktlag af silikone.

Artikelnummer	Mål	Stk per pk
7263200	5 cm x 6 cm	1/10
7263201	10 cm x 10 cm	1/10
7263203	15 cm x 15 cm	1/10
7263204	20 cm x 20 cm	1/10
7263202	10 cm x 20 cm	1/10