

## Cutimed® Siltec® L



@BSNmedical

### Skumforbinding med kontaktlag af silikone

Cutimed® Siltec - skumforbindingen til smertefri forbindingsskift og optimal væskehåndtering. Det perforerede kontaktlag af silikone hæfter skånsomt mod den hud, der omgiver såret og klæber samtidig ikke til den fugtige sårbund. Det giver patienten et smertefrit forbindingsskift og beskytter samtidig det nydannede, sarte væv.

Med Cutimed Siltec sker der en direkte vertikal absorption af sårveske fra såret. De indlejrede superabsorbenter sørger for en pålidelig væskeretention, og filmen på oversiden har en dynamisk fordampningsevne. Alt dette gør, at forbindingen skaber optimale betingelser for sårheling i et fugtigt miljø.

#### Cutimed Siltec L

En lidt tyndere forbinding, som er ekstra formbar. Kan anvendes på svagt til moderat væskende sår. Uden hæftekant. Kontaktlag af silikone.

Artikelnummer	Mål	Stk per pk
7263000	5,00 cm x 6,00 cm	1/10
7263001	10,00 cm x 10,00 cm	1/10
7263002	15,00 cm x 15,00 cm	1/10