

Medicina polyurethan nasojejunal sonder uden guidewire

Pakningen indeholder sonde og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende b.la. Informationer om anlæggelse og sondens størrelse



Anvendelse.

Medicina polyurethan nasojejunal sonder uden guidewire er velegnet til korttidsbrug (< 30 dage) til anlæggelse i jejunum. Sonden er blød og udviklet til børn og voksne, som har brug for ernæring i en kortere periode. Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH-teststrimmel

Egenskaber.

Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.

Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller

Afstandsmarkeringer (1 cms afstand) til kontrol af sondens beliggenhed

Har radiofast stribe (40% Bariumsulfat og fylder 20% af sondens diameter). Lyser tydeligt op ved røntgen

Har ENFit kobling

Sortiment.

NJP6/120L 6FR x 120 cm (10)

NJP8/120L 8FR x 120 cm (10)

NJP8/130L 8FR x 130 cm (10)

NJP10/130L 10FR x 130 cm (10)



Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

