




## AURUM 2™ LUKKET

Weland Medical anvender udelukkende naturlige ingredienser i deres hydrocolloide klæber på Aurum 2™, herunder medicinsk 16+ (UMF) Manuka Honning.

Aurum 2™ er samtidig markedets eneste system med en dobbelt sammenkobling af pose og hudplade. Vi kalder sammenkoblingen Klik & Klæb.

### POSER

|               |                          |                          |                          |    |    |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|----|
| Mini (195 ml) | <a href="#">XMH2C445</a> | <a href="#">XMH2C455</a> |                          | 30 | 8  |
| Midi (295 ml) | <a href="#">XMH2C545</a> | <a href="#">XMH2C555</a> | <a href="#">XMH2C570</a> | 30 | 8  |
| Maxi (445 ml) | <a href="#">XMH2C145</a> | <a href="#">XMH2C155</a> | <a href="#">XMH2C170</a> | 10 | 12 |





| ANDKÆRVEJ 16 | 7100 VEJLE | STOTEC@STOTEC.DK | TLF: 75 84 11 66