

Datablad Dexcom G7 sensor

Varenummer: 99320

Dexcom G7™ CGM.

Dexcom G7 alt-i-en sensor og transmitter indsættes ved hjælp af en engangsapplikator. Den indsamler sensorglukose aflæsninger og sender dem til displayenheden – Dexcom G7-modtager (valgfrit) og/eller smartenhed.



Trådlængde	5,7 mm
Vægt	3,3 g
Sensor plaster	Det nye G7-sensorplaster indeholder trykfølsomt, akrylbaseret klæbemiddel af medicinsk kvalitet. Den har bestået irritationstest og indeholder ingen latex
Fabrikskalibreret	Der kræves ingen fingerstik*-kalibreringer, men valgfri kalibrering accepteres
Målområde	2,2 – 22,2 mmol/L
Sterilisation	Ethylenoxidgas
Kommunikationsområde og frekvens	6 meter 2,4 Ghz Bluetooth Low Energy (BLE)
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 2°C - 30°C Fugtighed: 10% - 90% RH. Opbevar sensorer i kølige tørre omgivelser
Driftsbetingelser	Temperatur: 10°C - 42°C Fugtighed: 10% - 90% RH
Fugtbeskyttelse	IP58: Beskyttet mod indtrængning af støv. Beskyttet mod nedsænkning i vand op til 2,4 meter i 24 timer
Strømforsyning	Ikke genopladelige, lithium mangan dioxid batteri
Sensor levetid	Op til 10 dage
Kompatibel med tidligere Dexcom CGM systemer	Dexcom G7 sensor er ikke kompatibel med eventuelle tidligere generations komponenter
Producentens varenummer	928713
EU forordning	MDR 2017/745 Class IIb
Antal pr. pakke	1 stk
* Fingerstik påkrævet for diabetesbeslutninger, hvis symptomer eller forventninger ikke stemmer overens med aflæsningerne	