

Materialer: Ccl.1: 15 % Elastan, 85 % Polyamid
 Ccl. 2: 20 % Elastan, 80 % Polyamid
 Ccl. 3: 28 % Elastan, 72 % Polyamid

Muligheder:



Tå: Åben lige tå, Åben skrå tå, Lukket lige tå, Lukket skrå tå, Integreret tåkappe

Anvendelse: Fladstrikket Kompressionsstrømpe med moderat væg stabilitet. Produceret med høj længdeelasticitet der gør strømpen fleksibel, men med en teknik der gør at den høje længde elasticitet ikke ødelægger vægstabiliteten.
 Lipødem stadie 1, 2 og 3. Primær og sekundær Lymfødeme stadie 1 og 2. Svære venøse problematikker med kronisk ødem. Blandingsødemer. Ar-behandling. Post-op ødem. Posttraumatisk ødem,

Tillæg: Der findes et utal af muligheder, for at yde den mest optimale løsning til brugerens behov. Fx Funktionszone, Lymfepads, aflastningszone, Foring, lynlås, stomiåbning og meget mere.

Farver: Sand, Caramel, Cashmere, Black, Navy, Anthracite, medi Magenta, Mango-yellow, Raspberry-red, Chestnut & Grey.

Håndtering: Vask i hånden eller vaskemaskine ved max 40 grader Kan tørres i tørretumbler ved lav varme.

Bortskaffelse: Almindelig renovation.

Forpakning og mindste salgsenhed: Produceres kun efter individuelle mål.

Unspsc: 41142802

Tilsetigt formål: En rund- eller fladstrikket kompressionsstrømpe yder kompression på dine ben. Anvendes hovedsageligt til behandling af sygdomme eller skader i vene- eller lymfesystemet.

Godkendelser:



Kl. 1



Tilbehør: Knækile

Omfangsmål venstre i cm

Omfangsmål højre i cm

Buksedelens længde

IK1T IK2T

Længdemål i cm

venstre Højre

IE1 IE2

IH IK1 IK2

IF IE ID IC IB1 IB IA IAI IZ

CG

CF

CE

CD

CC

CB1

CB

CY

CA

CT

CH

CK

CG

CF

CE

CD

CC

CB1

CB

CY

CA